

Gebrauchsinformationen für KIRA-Sports Tape

• Das **KIRA-Sports Tape** ist ein elastisches, luftdurchlässiges selbstklebendes Tape auf hochwertiger Baumwollbasis mit einer Acrylbeschichtung. Durch Anwendung spezieller Anlagetechniken werden mit dem **KIRA-Sports Tape** die körpereigenen Heilungsmechanismen unterstützt bzw. aktiviert, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Der Lymph- und Blutfluss wird in den unter der Haut liegenden Strukturen verbessert und trägt somit zu einem verbesserten Stoffwechsel bei.

Nur für professionelle Anwender. Das KIRA-Sports Tape wird nur an Therapeuten abgegeben die eine Ausbildung im MTC haben.

- Eine Selbstanwendung ist somit nicht gegeben.
- Die Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen, die Ergebnisse beruhen auf jahrelange Erfahrungen mit diesem Material.
- Verwenden Sie das **KIRA-Sports Tape** nur, nachdem Sie die speziellen Anlagetechniken und Wirkweisen erlernt haben.

Warnhinweise:

- Benutzen Sie das **KIRA-Sports Tape** nicht auf Wunden, Verbrennungen, Schleimhäuten sowie Mund, Nase oder Augen. Während einer Schwangerschaft raten wir, das Produkt nur von Ärzten oder Hebammen anlegen zu lassen.
- Bei Anwendung vom **KIRA-Sports Tape** kann es in seltenen Fällen zu Säureausschüttungen unter dem Tape kommen.
- Basenreiche Ernährung ist zu empfehlen um diese Reaktionen zu minimieren.
- Beim Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen ist das **KIRA-Sports Tape** von der Haut zu entfernen.
- Bei bestehender Überempfindlichkeit gegen Pflaster oder Tapeverbände, sollte das **KIRA-Sports Tape** zunächst an einer kleineren Hautstelle getestet werden. Dabei ist zu bedenken, dass es nicht nur zu allergischen Sofortreaktionen, sondern auch zu Spätreaktionen (24-48 Std. später) kommen kann.

Lagerungshinweise:

- Da die Acrylat-Beschichtung sehr temperaturempfindlich ist, können sich die Klebeeigenschaften des **KIRA-Sports Tape** durch zu hohe oder zu tiefe Temperaturen verschlechtern.
- Lagern Sie das **KIRA-Sports Tape** daher möglichst bei Raumtemperatur (< 23° C).
- Lagern Sie das **KIRA-Sports Tape** vor Frost geschützt.
- Lagern Sie das **KIRA-Sports Tape** nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Feuer, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
- **Bitte halten Sie das KIRA-Sports Tape von Kindern entfernt auf.**

